

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310093**  
**CÓDIGO / CODE** **110132**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **2080075M**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

**KIT**

LOTE / LOT: 1101321952  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2019  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1M  
 LOTE / LOT: 1101331948  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2M  
 LOTE / LOT: 1101341949  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 24382 (U/L)	51.8 - 77.6	66.5
TRULAB P - LOTE 24383 (U/L)	168 - 253	213.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**