

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310126</b>                         |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>110143</b>                              |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>2120075M</b>                            |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>CK-MB R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)</b> |
|                                     | <b>KIT</b>                                 |
|                                     | LOTE / LOT: 1101432059                     |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2020         |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021    |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120020R1M   |
|                                     | LOTE / LOT: 1101442057                     |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021    |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>              |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120015R2M   |
|                                     | LOTE / LOT: 1101452057                     |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021    |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                         | LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                         | 5.90 - 6.10                                       | Conforme/According  |
| PH (25oC) R2                          | 9.00 - 9.10                                       | Conforme/According  |
| pH (37 oC) R1 + R2                    | 6.40 - 6.60                                       | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm    | 0.150 - 0.400                                     | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 0.150 - 0.500                                     | Conforme/According  |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)          | 27.80 - 41.70                                     | 32.37               |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)          | 50.90 - 76.30                                     | 53.89               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control