

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310126**  
**CÓDIGO / CODE** **111215**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **2120112.4R**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CK-MB R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)**

**KIT**

LOTE / LOT: 1112152032  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2020  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T  
 LOTE / LOT: 1112142032  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T  
 LOTE / LOT: 1112142032  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2021

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                         | LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                         | 5.90 - 6.10                                       | Conforme/According  |
| PH (25oC) R2                          | 9.00 - 9.10                                       | Conforme/According  |
| pH (37 oC) R1 + R2                    | 6.40 - 6.60                                       | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm    | 0.150 - 0.400                                     | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 0.150 - 0.500                                     | Conforme/According  |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)          | 27.80 - 41.70                                     | 32.37               |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)          | 50.90 - 76.30                                     | 53.89               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**