

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310126 |
| CÓDIGO / CODE | 111215 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 2120112.4R |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CK-MB R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS) |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1112152137 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T |
| | LOTE / LOT: 1112142137 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2120028.1T |
| | LOTE / LOT: 1112142137 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 5.90 - 6.10 | Conforme/According |
| PH (25oC) R2 | 9.00 - 9.10 | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 + R2 | 6.40 - 6.60 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm | 0.150 - 0.400 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm | 0.150 - 0.500 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L) | 27.80 - 41.70 | 28.71 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L) | 50.90 - 76.30 | 51.36 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control