

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310044 |
| CÓDIGO / CODE | 107080 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 2020075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CK-NAC DGKC/IFCC R1 3X20ML + R2 1X15ML |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 10708020179 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 02/2020 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 06/2021 |
| REAGENTE 1 / REAGENT 1 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 2020020R1K |
| LOTE / LOT: | 10730120141 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 06/2021 |
| REAGENTE 2 / REAGENT 2 | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 2020015R2K |
| LOTE / LOT: | 10730220145 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 06/2021 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 5.90 - 6.10 | Conforme/According |
| PH (25oC) R2 | 9.00 - 9.10 | Conforme/According |
| pH (37 oC) R1 + R2 | 6.40 - 6.60 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm | 0.100 - 0.280 | Conforme/According |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm | 0.100 - 0.400 | Conforme/According |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (U/L) | 143 - 215 | 165 |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (U/L) | 199 - 298 | 227 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control