

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310044**  
**CÓDIGO / CODE** **111209**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **2020112.4R**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CK-NAC DGKC/IFCC R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)**

**KIT**

LOTE / LOT: 1112092024  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2020  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T  
 LOTE / LOT: 1112082024  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T  
 LOTE / LOT: 1112082024  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.100 - 0.280	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm	0.100 - 0.400	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 25894 (U/L)	143 - 215	165
TRULAB P - LOTE: 25895 (U/L)	199 - 298	227

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**