

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310044**  
**CÓDIGO / CODE** **111209**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **2020112.4R**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CK-NAC DGKC/IFCC R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)**

**KIT**

LOTE / LOT: 1112092027  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2020  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T  
 LOTE / LOT: 1112082027  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2020028.1T  
 LOTE / LOT: 1112082027  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2021

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION                | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|--|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1                | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2                | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                          | LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                          | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According  |
| pH (25 oC) R1                          | 5.90 - 6.10                                       | Conforme/According  |
| PH (25oC) R2                           | 9.00 - 9.10                                       | Conforme/According  |
| pH (37 oC) R1 + R2                     | 6.40 - 6.60                                       | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm     | 0.100 - 0.280                                     | Conforme/According  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+ R2 - 340 nm | 0.100 - 0.400                                     | Conforme/According  |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (U/L)           | 131.00 - 197.00                                   | 153.5               |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (U/L)           | 203.00 - 305.00                                   | 232.5               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**