

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 110149
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020180MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 6X30 ML

KIT
LOTE / LOT: 1101492040
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
LOTE / LOT: 1101502039
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25oC) | 6.60 - 6.80 | 6.75 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.009 |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL) | 145 - 192 | 165.0 |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL) | 184 - 244 | 206.0 |
| TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL) | 131 - 174 | 156.0 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control