

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310207  
**CÓDIGO / CODE** 111193  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1060174.4RWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** TRIGLICERIDEOS WS R1 4 X 43,6 ML (RESPONS)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1111931910  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2019  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1060043.6RWS  
LOTE / LOT: 1111921910  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.016
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	75.8 - 109	91.3
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	136 - 195	175.8
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	87.20 - 131.0	113.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control