

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310039
CÓDIGO / CODE	107096
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1060250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TRIGLICERIDEOS GPO-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10709620144
DATA DE FABR./MANUF. DATE	11/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2021
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060250MK
LOTE / LOT:	10720020143
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1060003P
LOTE / LOT:	1072542093
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.1 - 7.3	7.15
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.080	0.009
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	77.70 - 112.00	93.0
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	182.00 - 262.00	224.7
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	87.20 - 131.00	116.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control